


Så här går du tillväga när du behandlar din tandläkarunit med Unit Clean

För mer ingående information - läs användarmanualen

OBS! Följ noga de rekommendationer du får från Odontologen eller Ingenjörfirman Jan-Åke Hallén AB



OBS!

UNDER STARTPERIODEN SKALL GULA PROVTA GNINGSBLANKETTER 1-4 SKICKAS IN

SAMMANFATTNING

		Använd vätskorna:		
	Provtagn nr:	Unit Clean P + buffert	Unit Clean 1	Unit Clean 2
Startperioden	1	3 gånger	1 gång	1 gång
	2		1 gång	1 gång
	3		1 gång	1 gång
	4		1 gång	1 gång
Periodisk rengöring			1 gång	1 gång